



הוראות שימוש מקוצרות למכשיר סיפאפ LOWENSTEIN medical

1. **להפעלה** יש ללחוץ על מתג ההדלקה של המכשיר. בלחיצה על כפתורים ו- בו-זמנית במשך 5 שניות - נפתח **תפריט menu**. לחיצה על [גלגל ההגדרות].
מעבר בין הגדרות בלחיצה על כפתור [חץ ימני] או [חץ שמאלי].
שינוי בלחיצה על או , **אישור** בלחיצה על כפתור [V], **ביטול** בלחיצה על כפתור [X].
 2. **apap - Mode** המכשיר יפעל אוטומטית
 3. **Min p** – לכוון ללחץ המינימלי לפי המלצת הרופא
 4. **Max p** – לכוון ללחץ המקסימלי לפי המלצת הרופא
 5. **Apap** – לא לגעת, להשאיר על std
 6. **Soft pap** – [הגדרת בקרת נשיפה להפחתת ההתנגדות]: מומלץ להתחיל ב-1 ואם מרגישים התנגדות בהוצאת האוויר – להעלות ל-2 להפחתת ההתנגדות.
 7. **Auto start** – במצב on בעת הלבשת המסכה על הפנים המכשיר יפעל אוטומטית לאחר 5 שניות. **Auto start** – במצב off יש צורך בהדלקה ובכיוון של המכשיר [אין למכשיר אישור שימוש בשבת].
 8. **Soft start** – טיימר עד 45 דקות בזמן החיבור למכשיר, להזרמת אוויר בכמות נמוכה יותר, כדי לאפשר למטופל להירדם בלא לחוש לחץ.
 9. **Tube** – [עובי הצינור – חיישן לזיהוי הנשימה] מומלץ להשאיר במצב 15 מ"מ
 10. **כיוון שעון**
 11. **Data** [מחיקת נתונים מכרטיס הזיכרון] – yes
- בעת תקלה תידלק נורת אזהרה
- **ניקוי פילטר אחורי** – אחת לשבועיים יש לשטוף במים זורמים ולייבש.
 - **ניקוי צינור** – אחת לחודש יש לטפטף 2 טיפות סבון, לשטוף במים ולייבש בצל.
 - **ניקוי מסכה** – מדי בוקר יש לנקות במגבון תינוקות ללא אלכוהול, מחוץ ובתוך הסיליקון.
- **הערכה כוללת:**
 - מכשיר סיפאפ
 - תיק נשיאה
 - שנאי + כבל